

CUPRINS

CUPRINS	1
Stimate cumpărător,	2
Argumente	3
Instrucțiuni de utilizare	4
Terapia generală.....	4
Terapia specifică.....	6
Spiriduș HC.....	7
Profilaxie, prevenire.....	7
Afecțiuni reumatismale.....	7
Sechele posttraumatice.....	7
Afecțiuni neuropsihice.....	7
Afecțiuni cardiovasculare.....	8
Afecțiuni respiratorii.....	8
Afecțiuni digestive.....	8
Afecțiuni endocrine.....	8
Afecțiuni ginecologice.....	9
Contraindicații	10
Întrebări frecvente	11
Ce este dezechilibrul energetic și cum se manifestă el?.....	11
De ce este dezechilibrul energetic riscant pentru sănătate?.....	11
Ce demonstrează corecția informațională ADN la momentul diviziunii celulare?.....	11
Ce sunt undele cerebrale și cum apar ele?.....	11
Care este legătura dintre starea psihică și spectrul cerebral?.....	11
Cum poate starea psihică să determine modificarea metabolismului celular?.....	11
Care este rolul neurotransmițătorilor în confortul psihic?.....	12
Ce domeniu spectral cerebral favorizează tehnicile medicale orientale?.....	12
Ce este sintonia și care este rolul ei în procesul de recuperare și echilibrare energetică?.....	12
Care sunt condițiile de mediu care favorizează recuperarea și echilibrarea energetică?.....	12
De ce domeniul E.L.F. este atât de important în energetica biologică?.....	12
Care este rolul apei din organism în procesele de recuperare a stării energetice celulare?.....	13
Despre aparat	14
Certificat de garanție	15

Stimate cumpărător,

Prin această achiziție ați intrat în posesia unui aparat care vă va transforma întreaga existență. Inconveniențele biologice ale îmbătrânirii, obișnuitele dureri reumatice, oboseala cauzată de stresul zilnic, fracturi osoase, afecțiuni cardiovasculare, circulația sanguină deficitară, disfuncțiile sexuale, afecțiunile ginecologice, incapacitatea de concentrare, afecțiunile respiratorii, astmul, tulburările endocrino-metabolice, diabetul, migrenele, insomnia, nevrozele, artrita, osteoporoza, etc. vor deveni amintire. Le va lua locul o stare de confort fizic și psihic, de încredere în corpul dumneavoastră biologic de a vă fi alături în toate momentele de încercare pe care existența în plan material vi le rezervă. Datorită efectelor benefice asupra stării generale de sănătate, pentru gabaritul redus pe care îl are și printr-un joc de cuvinte generate de acronimul E.L.F. (Extremely Low Frequency) – tipul de fizioterapie caracteristică, aparatul a fost denumit „**Spiridus**”.

<http://www.spiridus.ro>

Argumente

Tehnicile de fizioterapie E.L.F. dezvoltate în secolul XX au demonstrat importanța stării energetice a structurilor celulare în buna funcționalitate a organismelor biologice. Pentru a-și menține dinamica metabolică, acestea au mai multe forme de interacțiune cu mediul înconjurător. Prin intermediul sistemului digestiv preiau substanțele nutritive care asigură mineralizarea dar și necesarul caloric al organismului. Sistemul respirator este responsabil cu oxigenul care este vital în procesele metabolice celulare specifice fiziologiei umane.

O altă formă de interacțiune mai puțin conștientizată în Occident este prin intermediul radiației electromagnetice din mediu. În Orient energia provenită din fondul radiativ electromagnetic este denumită prana, chi, ki, etc.

Din punct de vedere funcțional, organismul biologic are chiar o perioadă de timp specializată în acest sens și anume somnul. Pe lângă rolul de a asigura arhivarea datelor provenite de la simțuri în starea de veghe, somnul duce și la recuperarea stării energetice a structurilor celulare. Pentru a face acest lucru, activitatea sistemului nervos, reprezentată în plan electromagnetic de pulsurile generate de sinapse, intră într-o formă de sincronism ce face ca frecvențele emisiei electromagnetice generate să aibă valori cuprinse în domeniul 1 – 13 Hz.

Prezența în mediul terestru a radiației electromagnetice rezonante Schumann, cu maximum la 7,83 Hz, transformă organismul biologic într-un receptor al acesteia. Astfel, necesarul spectrului energetic al sistemelor fizice tip celulă biologică, aflat în domeniul E.L.F. electromagnetic, poate fi acoperit. De asemenea, alături de mecanismul de termoreglare caracteristic viețuitoarelor cu sânge cald, somnul concură la asigurarea condițiilor de funcționalitate optimă a proceselor metabolice specifice organismelor biologice.

Diverse cauze, printre care starea emotivă, uzura biologică datorată vârstei, acumularea excesivă de toxine, fac ca parametrii de recuperare energetică din timpul somnului să scadă atât cantitativ cât și calitativ. Cu ajutorul tehnicilor de fizioterapie putem compensa acest fenomen. Dacă în Orient tehnicile de tip Zen, Qi Gong, Reiki, care introduc la nivel cerebral frecvențe de 1 - 13 Hz, le asigură asiaticilor recuperarea și echilibrarea energetică, aparatele de fizioterapie miniatură tip „*Spiridus*” pot face același lucru pentru noi, eliminând și necesitatea ca sistemul nervos să aibă stările caracterizate de frecvențe cerebrale specifice somnului sau tehnicilor orientale de recuperare și echilibrare energetică.

Instrucțiuni de utilizare

Terapia E.L.F. este o formă holistică de tratament ce face ca orice celulă indiferent de tipul ei, să aibă parametrii energetici maximi de funcționalitate. Aceștia se reflectă în valoarea potențialului membranei celulare care asigură schimbul de oxigen, bioxid de carbon, substanțe nutritive și reziduuri, caracteristice proceselor metabolice celulare. Sunt două tipuri de terapie: terapia generală și terapia specifică.

Terapia generală

Terapia generală se realizează plasând „**Spiridușul**” pe 7 zone importante din punct de vedere energetic, denumite chakre în medicina tradițională orientală. Ele corespund în fiziologie cu plexuri nervoase și zone endocrine de maxim metabolic.

Indienii vorbesc de peste 49,000 de chakre. Pentru a le analiza pe toate ar fi extrem de greu. Există însă o ierarhizare a acestora ca importanță (intensitate a vârtejului).

Principale sunt considerate șapte zone și anume:

- 1) chakra coroană, localizată în vârful capului,
- 2) chakra celui de-al treilea ochi, localizată între sprâncene,
- 3) chakra gâtului, localizată la baza gâtului,
- 4) chakra inimii, localizată în centrul pieptului,
- 5) chakra plexului solar, localizată deasupra taliei,
- 6) chakra ombilicală (sacrală), localizată sub ombilic,
- 7) chakra rădăcină, localizată la baza șirei spinării.



Atunci când una sau mai multe chakre sunt afectate, organismul biologic este în suferință. Legăturile observate în medicina orientală sunt:

- 1) chakra coroană - glanda pineală, cortexul cerebral, sistemul nervos central,
- 2) chakra celui de-al treilea ochi - glanda pituitară, nasul, urechile, sinusurile, ochii,
- 3) chakra gâtului - tiroida, paratiroida, hipotalamusul, gâtul, esofagul, corzile vocale, limba,
- 4) chakra inimii - timusul, inima, sistemul circulator, umerii, brațele, pielea, plămâni,
- 5) chakra plexului solar - pancreasul, stomacul, ficatul, vezica biliară, sistemul nervos, diafragma, mușchii,
- 6) chakra ombilicală - splina, vezica urinară, organele genitale, intestinul subtire, apendicele,
- 7) chakra rădăcină - rinichii, glandele suprarenale, colonul, prostata, intestinul gros.

Terapia generală constă în așezarea aparatului pe fiecare din cele 7 chakre după cum urmează:

Pentru „**Spiriduș Clasic**”, „**Spiriduș eX**” și „**Spiriduș HC**”:

- chakrele 1, 2, 3, 4 și 7
 - ✗ câte 5 minute frecvențe joase (delta) – comutatoarele 2 și 3 pe poziția ON (vezi Fig. 1),
 - ✗ câte 5 minute frecvențe înalte (alpha) – comutatoarele 2 și 3 pe poziția OFF (vezi Fig. 2).
- chakrele 5 și 6
 - ✗ câte 15-20 minute frecvențe joase (delta) – comutatoarele 2 și 3 pe poziția ON (vezi Fig. 1),
 - ✗ câte 15-20 minute frecvențe înalte (alpha) – comutatoarele 2 și 3 pe poziția OFF (vezi Fig. 2).
- genunchi, călcâie
 - ✗ câte 15-20 minute frecvențe joase (delta) – comutatoarele 2 și 3 pe poziția ON (vezi Fig. 1),
 - ✗ câte 15-20 minute frecvențe înalte (alpha) – comutatoarele 2 și 3 pe poziția OFF (vezi Fig. 2).

Pentru „**Spiriduș DeL**”:

- chakrele 1, 2, 3, 4 și 7 – câte 5 minute frecvențe înalte și joase – comutatoarele 1 și 2 pe poziția OFF, 3 și 4 pe poziția ON (vezi Fig. 3),
- chakrele 5 și 6 – câte 15-20 minute frecvențe înalte și joase – comutatoarele 1 și 2 pe poziția OFF, 3 și 4 pe poziția ON (vezi Fig. 3),
- genunchi, călcâie – câte 15-20 minute frecvențe înalte și joase – comutatoarele 1 și 2 pe poziția OFF, 3 și 4 pe poziția ON (vezi Fig. 3).

Pentru „**Spiriduș DeL 4x4**”:

- chakrele 1, 2, 3, 4 și 7 – câte 5 minute,
- chakrele 5 și 6 – câte 15-20 minute,
- genunchi, călcâie – câte 15-20 minute.



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

Terapia specifică

După efectuarea terapiei generale, pentru anumite afecțiuni se trece la terapia specifică. Ea constă în amplasarea „**Spiridușului**” cât mai aproape de zona malfuncționalitate biologică, iar timpii de terapie sunt cel puțin dubli față de timpul terapiei generale pentru zonele respective, de exemplu pentru cap 10-15 minute, pentru abdomen 30-40 minute, pentru picioare 40-50 minute. Cea mai bună perioadă pentru terapie este seara, când receptivitatea organismului pentru radiația electromagnetică caracteristică procesului de recuperare energetică este maximă, datorită fenomenului de recepție rezonantă, care se manifestă pe fondul apropierii frecvenței emisei cerebrale a utilizatorului de domeniile spectrale ale terapiei. Relativ la frecvențele folosite s-a observat că cele joase corespunzătoare undelor cerebrale delta (starea de somn profund) au eficacitate maximă. La frecvențe mai înalte (de exemplu domeniul cerebral alpha), recuperarea se face mai rapid, dar trebuie ținut cont de faptul că acestea pot fi mai puțin eficiente, probabilitatea de interacțiune la nivel celular scăzând odată cu creșterea frecvenței. Din acest motiv se recomandă folosirea frecvențelor joase la nivelul capului, iar frecvențele mai înalte la nivel abdominal unde problemele de sănătate, implicit căderile energetice, sunt mai severe.

În cazul „**Spiridușului Clasic**”, a „**Spiridușului eX**” și a „**Spiridușului HC**”: pentru a selecta domeniul de frecvență se vor utiliza comutatoarele 2 și 3. În cazul „**Spiridușului DeL**”, selectarea domeniilor de frecvență se efectuează cu ajutorul comutatoarelor 1, 2, 3 și 4. Acestea sunt grupate în două domenii: 1, 2 pentru ledul roșu din stânga (emițătorul „**eX**”) și 3, 4 pentru ledul verde din dreapta (emițătorul „**Clasic**”). Fiecare grup semnalizează funcționarea emițătorului căruia îi este asociat și comandă domeniile de frecvență întocmai ca și comutatoarele 2, 3 de la variantele Clasic sau eX. În tabelul de mai jos aveți domeniile de frecvențe corespunzătoare celor 4 posibilități.

Domeniul de frecvență			Comutatorul 2 (Clasic și eX)	Comutatorul 3 (Clasic și eX)
Cerebral	Spiriduș DeL		1 și 3 (DeL)	2 și 4 (DeL)
	Spiriduș Clasic	Spiriduș eX/HC		
Delta (1 - 4Hz)	1,8 - 2,22 Hz	1,8 - 2,22 Hz	ON	ON
	2,27 - 2,6 Hz	2,27 - 3,1 Hz	ON	OFF
Theta (4 - 8Hz)	5 - 6,6 Hz	5 - 7,6 Hz	OFF	ON
Alpha (8 - 12Hz)	8,7 - 12 Hz	8,7 - 15 Hz	OFF	OFF

(ON înseamnă sus, OFF înseamnă jos relativ la poza de pe panoul frontal al aparatului)

Dacă nu este utilizat zilnic efectele folosirii lui scad (să ne aducem aminte că tarea corpului biologic se degradează destul de rapid în lipsa perioadelor de somn profund), aceasta datorită faptului că fiecare zi este o nouă ocazie de a fi supus agresiunilor de tot felul: curenți de aer într-o încăpere sau mașină, insolație, hrană, poluare, lovituri, zgomote puternice, câmpuri electromagnetice tip ecran TV, telefon mobil, calculator, etc.

Spiriduș HC

Spiridușul HC realizează o combinație între terapia E.L.F. și cromoterapie (terapia cu lumină).

Spiridușul HC conține un Spiriduș eX ale cărui oscilatoare fix și variabil comandă atât generatorul de pulsuri electromagnetice cât și grupul de leduri roșii și albastre. Grupul de leduri verzi este comandat doar de oscilatorul fix.

Aparatul va fi utilizat așa cum este indicat mai sus cu specificația că va fi poziționat cu ledurile spre corp la o distanță de aproximativ 3–7 cm în așa fel încât lumina emisă să acopere chakra sau locul afectat.

Profilaxie, prevenire

Plecând de la observația că cele mai depărtate chakre de zona emițătorului biologic, adică a creierului, sunt și cele mai vulnerabile, pentru profilaxie se recomandă poziționarea „**Spiridușului**” în dreptul chakrelor 5, 6, 7 genunchi și călcâie. Frecvențele folosite sunt cele din domeniul cerebral delta. Pentru echilibrare, din când în când aparatul trebuie pus și pe chakrele superioare 1, 2 sau 3.

Afecțiuni reumatismale

În cazul afecțiunilor reumatice sau ale sistemului osos poziționarea lui se face chiar în preajma zonei cu probleme. Poliartrorze periferice și spondiloze asociate cu distonii neurovegetative și stări astenonevrotice, coxartroze și gonartroze specifice reumatismului degenerativ au o evoluție pozitivă prin terapia cu câmpuri electromagnetice de foarte joasă frecvență. De asemenea, în reumatismul articular și în cel inflamator rezultatele sunt spectaculoase. După primele ședințe poate apare o exacerbare a fenomenelor clinice pe fondul sensibilizării sistemului nervos. O recuperare mai rapidă s-a observat atunci când s-au utilizat frecvențele înalte.

Sechele posttraumatice

Se recomandă terapia în tratarea de plăgi, contuzii, hematoame musculare, entorse, stări după rupturi musculotendinoase, sechele postfracturi de membre, calusarea fracturilor. Terapia se începe cât mai repede după traumatism. Locul de aplicare coincide cu locul traumatismului. Ședințele sunt la început de 40-60 minute zilnic, timpul crescând treptat și apoi reducându-se o dată cu dispariția stării clinice.

Afecțiuni neuropsihice

Nevrozele, distoniile neurovegetative, sindroamele spastice (hemiplegii, boala Parkinson, neuronevrite, paraplegii), sindroame excitomotoare (spasmul facial, torticolisul spasmodic, ticurile, etc) ca și infirmitatea motorie cerebrală la copii sunt indicațiile terapiei E.L.F. în afecțiunile neuropsihice. Se practică terapia generală insistându-se pe zonele grav afectate.

Afecțiuni cardiovasculare

Acțiunea terapiei în cazul bolilor cardiovasculare se explică prin reglarea vasomotorie și a hemodinamicii prin influențarea sistemului nervos vegetativ și prin acțiunea locală de intensificare a respirației tisulare cu creșterea consumului de oxigen, ceea ce duce la o vascularizație crescută pentru metabolismul local.

Terapia E.L.F. este indicată în boli vasculare periferice precum boala Raynaud, sindromul Raynaud, acrocianoza, în boli vasculare periferice organice cum sunt tromboangeita obliterantă, ateroscleroza obliterantă a membrelor, arteriopatia diabetică, în ateroscleroza cerebrală și în hipertensiunea arterială. Se practică terapia generală.

Afecțiuni respiratorii

Acțiunea terapiei E.L.F. s-a remarcat în cazurile de astm bronșic, bronșita cronică astmatiformă, traheobronșită spastică și pseudoastm nevrotic. Locul de aplicare este zona. Timpul este la început de 10-15 minute zilnic, crescându-se treptat cu 5 minute săptămânal în funcție de evoluția stării clinice. În cazul virozelor respiratorii, afecțiuni ce pot apărea mai des în aglomerările urbane, se recomandă utilizarea „*Spiriduşului*” pe chakrele 2 și 3, timp de 10-15 minute pe fiecare în parte. Dacă simptomele nu dispar se poate repeta de mai multe ori pe zi. S-a observat o recuperare mai bună la frecvențe joase.

Afecțiuni digestive

Ulcerul gastro-duodenal, gastritele cronice, enterocolopatia cronică nespecifică, sindromul de colon iritabil, dischineziile biliare sunt câteva din indicațiile terapiei cu câmpuri electromagnetice de foarte joasă frecvență în domeniul bolilor digestive. Se practică terapia generală insistându-se în zona abdomenului.

Afecțiuni endocrine

Diabetul zaharat neinsulinodependent, diabetul secundar cu hiperfuncțiune a hipofizei, tiroidei sau suprarenalei și hipertiroidia stadiul neurogen beneficiază de rezultate deosebite prin această terapie.

Cu o dietă alimentară corespunzătoare pentru menajarea pancreasului și reducând treptat medicația sub controlul glicemiei, se poate obține o recuperare foarte bună a funcției pancreatice într-un interval de timp de minim 6 luni de zile, funcție de starea afecțiunii. În cazul diabetului insulinodependent evoluția este bună în planul stării psihice, dinamizării circulației sanguine, întăririi sistemului imunitar, etc. Dacă celulele pancreatice nu sunt complet distruse (pancreas pietrificat), prin reducerea treptată a dozei zilnice de insulină sub controlul glicemiei, se poate recupera cel puțin parțial funcția pancreatică. Se practică terapia generală insistându-se pe zonele afectate, în zona capului (frecvențe joase) și zona abdomenului, picioare (frecvențe înalte).

Afecțiuni ginecologice

În dismenoreele funcționale, în tulburările menstruale funcționale, metroanexitele cronice nespecifice, cervicitele cronice nespecifice și în tulburările de climax și preclimax, terapia E.L.F. a dat mari satisfacții prin rezultatele obținute. Se practică terapia generală insistându-se pe zonele afectate.

<http://www.spiridus.com/>

Contraindicații

Folosirea „**Spiridușului**” în timpul zilei poate să inducă o stare de somnolență similară cu ceea ce vi se întâmplă atunci când sunteți în preajma cuiva care doarme. De aceea, nu este recomandată utilizarea lui atunci când sunteți la volan sau activitatea pe care o desfășurați vă solicită o atenție deosebită. „**Spiridușul**” nu poate fi folosit de persoanele care utilizează pacemaker (stimulator cardiac), din cauza interferențelor electromagnetice care pot apărea între cele două aparate. De asemenea, persoanele cu proteze auditive, nu îl pot folosi în zonele respective, pentru a evita aceleași interferențe electromagnetice. Gravidele trebuie să evite zona abdominală. Recomandăm folosirea aparatului numai în familie, pentru a evita transferuri informaționale accidentale.

ATENȚIUNE!!! Pentru a înlătura riscul de pătrundere a transpirației în interiorul aparatului, lucru ce poate afecta funcționarea normală a acestuia, nu se recomandă punerea lui între piele și haine, ci pe haine. Terapia nu necesită contactul direct între aparat și organism.

Întrebări frecvente

Ce este dezechilibrul energetic și cum se manifestă el?

Dezechilibrul energetic este starea biologică în care anumite componente ale organismului (țesuturi, organe, etc.) intră în stări energetice al căror efect este perturbarea proceselor metabolice celulare cu repercursiuni în starea de sănătate. Diferențele energetice celulare se manifestă apoi și în circulația sanguină locală, în schimburile ionice prin membrana celulară, inclusiv în oxigenarea celulară. Dezechilibrul energetic este sesizat și în domeniul spectral și în intensitatea diferită a fondului radiativ caracteristic proceselor metabolice celulare.

De ce este dezechilibrul energetic riscant pentru sănătate?

Dacă apar căderi ale stării energetice celulare locale, ele conduc în timp la funcționalitate defectuoasă la nivel de organe (pancreas, ficat, etc.), care dacă se menține se transformă la momentul diviziunii celulare în degenerări informaționale în structura ADN-ului, echivalente instalării bolii fizice.

Ce demonstrează corecția informațională ADN la momentul diviziunii celulare?

Procesele de corecție informațională la nivelul ADN demonstrează existența unei matrice informaționale (corp eteric, astral, suflet) care nu este afectată de procesele fizice caracteristice lumii materiale, electromagnetice.

Ce sunt undele cerebrale și cum apar ele?

Undele cerebrale sunt radiație electromagnetică emisă de structura neuronală la momentul transferului impulsului nervos de la o celulă la alta. Domeniul lor de frecvență este în legătură directă cu volumul de informații transmis și prelucrat de sistemul nervos. Astfel, dispariția informațiilor vizuale prin închiderea ochilor sau prin defocalizarea vederii, face ca domeniul spectral al undelor cerebrale să scadă mult, coborând într-un timp scurt în domeniul alpha. Frecvențele sunetelor recepționate induc frecvențe similare la nivelul undelor cerebrale și acest lucru face ca muzica să fie un foarte bun programator al stării de sănătate.

Care este legătura dintre starea psihică și spectrul cerebral?

O stare psihică relaxată, detașată, favorizează un spectru cerebral în frecvențe joase care la rândul lui influențează starea de sănătate prin menținerea cuplajului energetic dintre corp și radiația Schumann din mediu.

Cum poate starea psihică să determine modificarea metabolismului celular?

O stare psihică agitată implicând schimbări bruște ale frecvențelor cerebrale sau suspendarea activității cerebrale prin blocaj emoțional poate perturba fluxul informațional dintre sistemul nervos central și celulele aflate sub comanda acestuia. Lipsa coordonării informaționale poate să ducă la căderea temporară a metabolismului celular. Perpetuarea stării favorizează apariția metabolismului de tip cancerigen la nivel celular, stare în care celula își rezolvă singură nevoile metabolice, dar ne mai participând la metabolismul general al organismului. Această stare duce în final la întreruperea funcțiilor vitale.

Care este rolul neurotransmițătorilor în confortul psihic?

Există neurotransmițători care inhibă transferul impulsului nervos către sistemul nervos central favorizând o stare psihică relaxată, fără dureri. Endorfinele sunt un astfel de neurotransmițător, iar tehnicile medicale orientale cât și terapia E.L.F. măresc producția de endorfine din organism.

Ce domeniu spectral cerebral favorizează tehnicile medicale orientale?

Domeniile spectrale cerebrale favorizate de tehnicile medicale orientale sunt alpha și theta, domeniile de recuperare energetică la nivelul structurilor celulare.

Ce este sintonia și care este rolul ei în procesul de recuperare și echilibrare energetică?

Sintonia, ca fenomen rezonant între două sisteme, este procesul de bază în recuperarea energetică a structurilor celulare. Din cauza diferenței enorme dintre lungimea de undă a radiației Schumann (42.000 km) și dimensiunile corpului uman (2 m) nu poate apărea un efect de antenă acordată în dimensiuni, la nivelul organismului biologic. Singurul fenomen ce poate favoriza recepția radiației Schumann este un proces rezonant între radiația din mediu și structurile biologice. Acest lucru apare în timpul somnului când frecvențele cerebrale scad la valori în jur de 7-8 Hz. Același lucru se exersează prin tehnicile de meditație, care stau la baza medicinei tradiționale orientale. O stare psihică calmă, relaxată este de natură să ajute la recuperarea stării energetice a structurilor celulare biologice.

Care sunt condițiile de mediu care favorizează recuperarea și echilibrarea energetică?

Condițiile de mediu favorizante în procesele de recuperare și echilibrare energetică sunt legate direct de rețeaua Hartman sau mai direct spus de prezența maximelor rezonante ale radiației Schumann. În general înălțimile, cum sunt munții sau clădirile deosebit de înalte, favorizează maximele. De asemenea, structurile piramidale sunt antene de recepție și emisie secundară ale radiației Schumann. Cristalele ce au structura rezonantă cu frecvențele Schumann pot ajuta și ele în recuperarea energetică.

De ce domeniul E.L.F. este atât de important în energetica biologică?

Orice structură materială are un spectru de frecvențe electromagnetice caracteristic. Trecerea de la o stare energetică la alta la nivel microscopic nu se face continuu așa cum pare să se întâmple la scară macroscopică, ci se face în trepte. Acest aspect al lumii materiale a introdus în știință termenul de cuantă (porție, în greaca veche) de energie. Ea separă stările energetice în care se poate afla un sistem material. Totalitatea cuantelor ce caracterizează o structură materială este denumită spectrul energetic al structurii. Nucleele atomice au spectrele energetice în domeniul gama și X electromagnetic. Atomii au domenii spectrale începând cu X și continuând cu ultraviolet, optic, infraroșu. Moleculele au spectrul în domeniul infraroșu, microunde, UHF radio. Se observă că o dată cu creșterea masei și a dimensiunilor structurii respective scad în frecvență cuantele ce caracterizează spectrul energetic. Structurile biologice celulare, care sunt angrenaje de milioane de molecule, au spectrul energetic în domeniul E.L.F. electromagnetic. Acesta este motivul pentru care domeniul E.L.F. este atât de important în lumea biologică, el caracterizând spectrul energetic al structurilor celulare.

Care este rolul apei din organism în procesele de recuperare a stării energetice celulare?

Apa există în proporție de peste 70% în organismele biologice. Molecula apei are cel mai larg spectru energetic începând cu optic, infrarosu, microunde ajungând până în radio. Acest fapt face ca spectrul energetic biologic să se lărgască mult, molecula de apă intervenind ca un acumulator - adaptor între radiația din mediu și structurile celulare.

<http://www.spiridus.com/>

Despre aparat

Spiriduș: Marcă înregistrată la OSIM sub nr. 57110/2003; 57111/2003; 58761/2004

Omologare: Laborator QTEST-IPA

Produs certificate CE de către OTDM

Testat clinic și avizat de Institutul Național de Balneologie, Fizioterapie și Recuperare Fizică

Avizat de Ministerul Sănătății: C.I.D.M. nr. 8787/06.04.2005

Produs și distribuit de MAC Electro Industrial

Adresa: Strada Magneziului, Nr. 23, București, Sectorul 2

Telefon: (021) 240 0646, (021) 242 6741

Fax: (021) 240 5629

Producătorul are certificat Sistemul de Management al Calității, în conformitate cu SR EN ISO 9001:2001

Email: contact@spiridus.com

Adresa web: <http://www.spiridus.com/>

Copyright MAC Electro Industrial 2003-2011

Certificat de garanție

Aparatele sunt garantate împotriva oricărui defect de fabricație. Nu sunt garantate în cazul pătrunderii unor lichide corozive în interiorul carcasei, expunerii la intemperii sau șocuri mecanice extreme.

Condițiile de garanție se asigură în conformitate cu prevederile OG 21/1992 și HG 449/2003 republicate.

Termenul de garanție este de 2 ani.

<http://www.spiridus.com/>